




Scheda informativa per la dose del paziente

RICOSTITUZIONE DI MYALEPTA (METRELEPTINA POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE)

Per ottenere la soluzione di Myalepta da iniettare, è necessario miscelare la polvere di Myalepta con acqua per preparazioni iniettabili.


Flaconcino di Myalepta	Acqua per preparazioni iniettabili	Siringa da utilizzare
 11.3 mg	2.2 ml	3.0 ml
 5.8 mg	1.1 ml	3.0 ml
 3.0 mg	0.6 ml	1.0 ml

Confezione prescritta

Per ricostituire Myalepta si può utilizzare una siringa da 3,0 ml o 1,0 ml, in base alla dose prescritta. Per questa operazione viene utilizzato l'ago con connettore verde.

Consultare le istruzioni dettagliate per l'uso allegate alla confezione di Myalepta prima di procedere alla preparazione e alla somministrazione del medicinale.

SIRINGHE PER LA RICOSTITUZIONE DI MYALEPTA



Siringa da utilizzare

Medicinale sottoposto a monitoraggio aggiuntivo. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza.

Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Sito web AIFA: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Data di approvazione AIFA: 17/12/2025

Data di preparazione novembre 2025

Scheda informativa per la dose del paziente

La dose prescritta di Myalepta è _____ mg,
equivalenti a _____ ml o _____ unità da iniettare.

SOMMINISTRAZIONE DI MYALEPTA (METRELEPTINA POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE)


Per un'autosomministrazione sicura di Myalepta è necessario riempire la siringa con la giusta quantità di soluzione.

Per iniettare Myalepta si può utilizzare una siringa da 3,0 ml, 1,0 ml o 0,3 ml, in base alla dose prescritta. Per questa operazione viene utilizzato l'ago con connettore giallo.

Per qualsiasi chiarimento sul dosaggio, la ricostituzione o la somministrazione di Myalepta, rivolgersi al medico, all'infermiere o al farmacista prima di iniettare Myalepta. Maggiori informazioni sono disponibili nell'apposita Guida e nel video per il paziente.

È possibile anche rivolgersi al servizio di informazione medica del Rappresentante locale per l'Italia:
Chiesi Italia S.p.A. Tel: +39 0521 2791 o all'indirizzo:
medica@chiesi.com

SIRINGHE PER L'INIEZIONE DI MYALEPTA



Siringa da utilizzare